



Descripción de Producto

Código Producto	SDYA (AMARILLO)
Nombre Producto	LENTE HIDROFILICO ASFERICO
Marca	SIDAPHARM
Procedencia	EUROPA, GRECIA
Descripción	 <ul style="list-style-type: none"> ✚ Lente Hidrofilico asferico ✚ Absorción UV ✚ Diseño óptico: biconvexa óptica ✚ Tamaño: 6,00 Longitud total: 12.50 Haptic Ángulo: 5 0 ✚ Índice de refracción: 1,46 A-constante: 118,0 <p>Dioptria desde 10.0 D AL 30.0 D</p> 
Certificación	ISO 13485_2012, ISO 9001_2008, CE 0653