


Descripción de Producto

Código Producto	SDHBP
Nombre Producto	LENTE INTRAOCULAR HIDROFOBICO ASFERICO PRECARGADO
Marca	SIDAPHARM
Procedencia	EUROPA, GRECIA
Descripción	  - LENTE PRECARGADO - ASFERICIDAD NEGATIVA DE - 0.25 - EL INDICE DE REFRACION ES DE 1.56 - BIOCOMPATIBLE HIDROFOBICO DE MATERIAL ACRILICO - INCISION DE 2.2MM - DISEÑO OPTICO: BICONVEXA OPTICA - Tamaño: 6,00 Longitud total: 12.00 MM - A-constante: 118,5 Dioptria desde 10.0 D AL 30.0 D 
Certificación	ISO 13485_2012, ISO 9001_2008, CE 0653