


## Descripción de Producto

<b>Código Producto</b>	77012
<b>Nombre Producto</b>	CANNULA DE HIDRODISECCION DESECHABLE
<b>Marca</b>	SIDAPHARM
<b>Procedencia</b>	EUROPA, GRECIA
<b>Descripción</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>+ CANULA DE HIDRODISECCION CURVA 23G, la punta de 8 mm</li> <li>+ CANULA DE HIDRODISECCION CURVA 25G, la punta de 8 mm</li> <li>+ CANULA DE HIDRODISECCION CURVA 27G, la punta de 8 mm</li> <li>+ CANULA DE HIDRODISECCION CURVA 30G, la punta de 8 mm</li> </ul>
<b>Certificación</b>	ISO 13485_2012, ISO 9001_2008, CE 0653