

## Descripción de Producto

<b>Código Producto</b>	SDAC
<b>Nombre Producto</b>	LENTE HIDROFILICO ASFERICO
<b>Marca</b>	SIDAPHARM
<b>Procedencia</b>	EUROPA, GRECIA
<b>Descripción</b>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Lente Hidrofilico Asférico</li> <li>✚ Diseño óptico: biconvexa óptica</li> <li>✚ Tamaño: 6,00 Longitud total: 12.50 Haptic Ángulo: 5 0</li> <li>✚ Índice de refracción: 1,46 A-constante: 118,0</li> </ul> <p>Dioptria desde 10.0 D AL 30.0 D</p> </div>  </div>
<b>Certificación</b>	ISO 13485_2012, ISO 9001_2008, CE 0653