

## Descripción de Producto

<b>Código Producto</b>	SDA4
<b>Nombre Producto</b>	LENTE HIDROFILICO ASFERICO 360º
<b>Marca</b>	SIDAPHARM
<b>Procedencia</b>	EUROPA, GRECIA
<b>Descripción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Lente Hidrofílico Esférico 4 Puntos de Fijación.</li> <li>✚ Absorción UV.</li> <li>✚ Diseño Óptico: Biconvexa Óptica.</li> <li>✚ Tamaño: 6,00 Longitud Total: 11.00 Haptic Ángulo: 5 0</li> <li>✚ Índice de refracción: 1,46. A-constante: 118,0.</li> </ul> <p>Dioptría desde 10.0 D AL 30.0 D</p>
<b>Certificación</b>	ISO 13485_2012, ISO 9001_2008, CE 0653