


Descripción de Producto

Código Producto	
Nombre Producto	LINDSTROM-CHU ASPIRACION ESPECULO INSTRUMENTAL
Marca	SIDAPHARM
Procedencia	EUROPA, GRECIA
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> ✚ TT0500E 65MM de largo. ✚ Previene el exceso de acumulación de BSS de márgenes de los párpados. Espéculo diseño único del reversible para descansar el dispositivo por vía nasal. 
Certificación	ISO 13485_2012, ISO 9001_2008, CE 0653