






Descripción de Producto

Código Producto	
Nombre Producto	VANNAS TIJERAS INSTRUMENTAL
Marca	SIDAPHARM
Procedencia	EUROPA, GRECIA
Descripción	<ul style="list-style-type: none">  TT0300B De Punta Afilada, Rectas 7.5MM Cuchillas, de 9,5MM de pivote hasta la punta, 82MM.  TT0300C De Punta Afilada, Curvados 7.5MM Cuchillas, de 9,5MM de Pivote hasta la Punta, 82MM.  TT0300H De Punta Afilada, Laterales en Ángulo 7.0MM Cuchillas, 9,0 mm de Pivote hasta la Punta, 82MM.  TT0306B Extra Delgadas Hojas de 7.0MM de Largo, Puntigudo, de 9,0MM de Giro a la Punta, 105MM. 
Certificación	ISO 13485_2012, ISO 9001_2008, CE 0653