

Descripción de Producto

Código Producto	76000
Nombre Producto	BALANCED SALT SOLUTION 500ML
Marca	SIDAPHARM
Procedencia	EUROPA, GRECIA
Descripción <ul style="list-style-type: none"> ● SOLUCION SALINA BALANCIADA PARA IRRIGACION INTRAOCULAR ● EMBASE DE 500 ML ● BOTELLA PLASTICA DURA RESISTENTE ● PRODUCTO ESTERILIZADO A VAPOR ● TEMPERA DE ALMACENAJE 25º 	<p>COMPOSICION: Cloruro de sodio (6.4g), cloruro de potasio (0.75g), Cloruro dihidrato de calcio (0.48g), cloruro hexahidrato de magnesio (0.30g), acetato de sodio trihidrato (3.90g), Citrato de sodio dihidrato (1.70g), ácido hidro-clorhídrico o hidróxido de sodio (pH 7-7.5) y agua para inyección</p> 
Certificación	CE 0123 ISO 13485:2004